



# ASISTENCIA PERSONAL

Productos que harán más fáciles las labores

Si tienes a tu cuidado a un enfermo con poca movilidad o a un adulto mayor, sabrás que incluso las tareas más sencillas del día a día se pueden volver complicadas sin la ayuda adecuada.

# ANDADORES

AYUDA PARA CAMINAR



ER100401

### Andador Rollator y silla de traslado



#### ¿Quién debe de usarlo?

Debe ser utilizado por personas que tengan movilidad lenta, que se cansen al caminar y que pierdan el equilibrio con facilidad.

#### ¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad al caminar y disminuir el riesgo de caídas.

#### CARACTERÍSTICAS

- Funciona como andadera y silla de ruedas de traslado
- 4 llantas gruesas y grandes que disimulan los desniveles del piso
- Canastilla porta objetos en la parte inferior
- Dos frenos en el manubrio
- Asiento acojinado
- Peso máximo de usuario: 100 kg

4,797 MXN

ER100101

### Andador Rollator con canastilla



#### ¿Quién debe de usarlo?

Debe ser utilizado por personas que tengan movilidad lenta, que se cansen al caminar y que pierdan el equilibrio con facilidad.

#### ¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad al caminar y disminuir el riesgo de caídas.

#### CARACTERÍSTICAS

- Manubrio ajustable a 5 alturas diferentes
- 4 ruedas gruesas y grandes que disimulan los desniveles del piso
- Canastilla porta objetos en la parte inferior
- Frenos de cable en las ruedas frontales
- Diseño ergonómico que permite que el usuario mantenga la postura erguida
- Asiento y respaldo acojinado
- Peso máximo del usuario: 120 kg

3,712 MXN

ER200101

### Andador Rollator y silla de traslado



#### ¿Quién debe de usarlo?

Debe ser utilizado por personas que tengan movilidad lenta, que se cansen al caminar y que pierdan el equilibrio con facilidad.

#### ¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad al caminar y disminuir el riesgo de caídas.

#### CARACTERÍSTICAS

- Funciona como andadera y silla de ruedas de traslado
- 4 llantas grandes y gruesas que disimulan los desniveles del piso
- Asiento y respaldo acojinado.
- Plegable lo que facilita su transporte y almacenamiento
- Canastilla portaobjetos en la parte inferior del asiento.
- Frenos de cable en las ruedas frontales.
- Peso máximo de usuario: 120 kg.

\$5,427 MXN

ER300101-C

### Andadera con ruedas y asiento



#### ¿Quién debe de usarlo?

Debe ser utilizado por personas que tengan movilidad lenta, que se cansen al caminar y que pierdan el equilibrio con facilidad.

#### ¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad al caminar y disminuir el riesgo de caídas.

#### CARACTERÍSTICAS

- Manubrio ajustable a diferentes alturas
- Plegable lo que facilita su transporte y almacenamiento
- Dos ruedas delanteras y dos regatones trasero anti-derrapantes
- Asiento acojinado con descansapiés abatibles
- Diseño ergonómico que permite mantener la postura erguida
- Peso máximo de usuario: 120 kg

\$2,295 MXN

ANKA5200DR

### Andadera posterior Nimbo



#### ¿Quién debe de usarlo?

Para personas que tengan algún tipo de parálisis cerebral u otro tipo de problemas neurológicos que afectan su movilidad y desplazamiento.

#### ¿Para qué sirve?

Permite corregir la postura, sin causar molestias musculares y seguridad al caminar.

#### CARACTERÍSTICAS

- Disponible en 5 tallas distintas para niños y adultos
- Arnés de seguridad y accesorio adicional que permite hacerlo más grande conforme el usuario crezca
- Plegable a través de dos botones laterales
- Ruedas delanteras giratorias, con mecanismo de fijación y traseras con seguro antireversa
- Estructura de aluminio ligero

Contáctanos para saber el precio

SC-777B

### Andadera Rollator de Lujo



#### ¿Quién debe de usarlo?

Debe ser utilizado por personas que tengan movilidad lenta, que se cansen al caminar y que pierdan el equilibrio con facilidad.

#### ¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad al caminar y disminuir el riesgo de caídas.

#### CARACTERÍSTICAS

- Funciona como andadera y silla de ruedas de traslado
- 4 llantas grandes y gruesas que disimulan los desniveles del piso
- Plegable lo que facilita su transporte y almacenamiento
- Canastilla portaobjetos de red en la parte inferior del asiento
- Frenos de cable en las ruedas traseras
- Asiento y respaldo acojinado
- Peso máximo de usuario: 120 kg

\$3,630 MXN

EA100102

### Andadera sin ruedas



#### ¿Quién debe de usarlo?

Para personas que tengan debilidad en las piernas, pero que conserven suficiente fuerza en los brazos, ya que el andador debe ser levantado y apoyado en el piso.

#### ¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad y estabilidad al caminar.

#### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio ligero, pero con un refuerzo de acero para mayor resistencia
- 4 patas con mecanismo de botón para ajustar la altura
- Plegable por medio de un botón central
- Puños de PVC anti-derrapante
- Peso máximo de usuario: 115 kg

\$1,350 MXN

EA100202

### Andadera doble apoyo con 2 ruedas



#### ¿Quién debe de usarlo?

Para personas que tengan debilidad en las piernas, pero que conserven suficiente fuerza en los brazos, ya que el andador debe ser levantado y apoyado en el piso.

#### ¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad y estabilidad al caminar.

#### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio ligero.
- 2 ruedas delanteras y 2 regatones traseros anti-derrapantes.
- Mecanismo de botón para regular la altura del andador y para plegarlo
- Puños de PVC anti-derrapante.
- Peso máximo de usuario: 115kg.

**\$1,520 MXN**

EA100201

### Andadera doble apoyo sin ruedas



#### ¿Quién debe de usarlo?

Para personas que tengan debilidad en las piernas, pero que conserven suficiente fuerza en los brazos, ya que el andador debe ser levantado y apoyado en el piso.

#### ¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad y estabilidad al caminar.

#### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio ligero.
- Plegable por medio de botón central.
- 4 patas con boton para regular altura y regatones anti-derrapantes.
- Puños de PVC anti-derrapantes.
- Peso máximo de usuario: 115kg.

**\$1,295 MXN**

EA200101

### Andadera con dos ruedas



#### ¿Quién debe de usarlo?

Para personas que tengan debilidad en las piernas, pero que conserven suficiente fuerza en los brazos, ya que el andador debe ser levantado y apoyado en el piso.

#### ¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad y estabilidad al caminar.

#### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio ligero con un refuerzo de acero
- 2 ruedas delanteras y 2 regatones traseros anti-derrapantes.
- Mecanismo de botón para regular la altura del andador y para plegarlo.
- Puños de PVC anti-derrapante.
- Peso máximo de usuario: 115kg.

**\$1,450 MXN**

EA800101

### Andadera posterior infantil



#### ¿Quién debe de usarlo?

Debe ser utilizado por niños que tengan movilidad lenta, que se cansen al caminar y que pierdan el equilibrio con facilidad.

#### ¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad al caminar y disminuir el riesgo de caídas.

#### CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con doble soporte en la espalda y altura ajustable
- Ruedas delanteras con mecanismo manual para hacerlas girar a 360° o en una sola dirección
- Ruedas traseras con frenos
- Plegable
- Peso máximo de usuario: 70 kg.

**\$2,108 MXN**



# ASIENTOS

PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL



75BASE  
Baño en Seco



CARACTERÍSTICAS

- Humedecer el paño levemente, incluso con atomizador.
- Frotar el paño sobre el cuerpo
- Secar la espuma y listo!
- No requiere enjuagarse.

\$393 MXN

SC-N9  
Asiento de Baño W.C.



CARACTERÍSTICAS

- Estándar
- Durable y fácil de limpiar
- Incluye bolsa y accesorio para bombear agua.
- Capacidad de bolsa de 1.9 L. Dimensión de la manguera 152.4cm.
- Capacidad del bacín 1.9 L

\$285 MXN

COM11130DR  
Silla cómodo bariátrica



¿Cómo se usa?

Puede ser colocado sobre un WC o utilizado como inodoro portátil de manera independiente.

Capacidad

Soporta 295 kg  
Ancho del asiento: 23".

CARACTERÍSTICAS

- Estructura fija de acero, esmaltado en color gris.
- Asiento de plástico removible.
- Cubeta con tapa removible.
- Descansabrazos rectos, fijos de plástico.
- Regatones antiderrapantes.

\$5,026 MXN

SDOT8020  
Base blanca para silla



¿Cómo se usa?

Puede ser colocado sobre un WC o utilizado como inodoro portátil de manera independiente.

Capacidad

Soporta 295 kg  
Ancho del asiento: 23".

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de acero, esmaltado con pintura electroestática, en color blanco.
- 4 ruedas giratorias con freno en cada una de ellas.
- El seguro Quick-Release permite montar y desmontar fácilmente la silla otter de drive.

\$9,481 MXN

COM11148KDR  
**Silla cómodo sin ruedas**



**¿Cómo se usa?**

Puede ser colocado sobre un WC o utilizado como inodoro portátil de manera independiente.

**Capacidad**

Soporta 110 kg.  
Ancho del asiento: 18".

**CARACTERÍSTICAS**

- Estructura de acero, esmaltado en color azul.
- Liga interior para un fácil plegado y armado.
- Asiento abatible y desmontable de plástico.
- Cubeta con tapa removible.
- Descansabrazos rectos, fijos de plástico. Antiderrapantes

**\$6,061 MXN**

COM11114DR  
**Silla cómodo con ruedas y respaldo gris**



**¿Cómo se usa?**

Puede ser colocado a la hora de ducharse para facilitar la movilidad

**Capacidad**

Soporta 110 kg.  
Ancho del asiento: 18".

**CARACTERÍSTICAS**

- Estructura desmontable, de aluminio color gris.
- Respaldo en vinyl color azul.
- Asiento acojinado en color blanco con descansa brazos fijos
- Cubeta con tapa removible.
- 4 ruedas giratorias, con freno en las ruedas traseras.

**\$6,061 MXN**

SDOT3000  
**Silla para ducha verde**



**¿Cómo se usa?**

Puede ser colocado a la hora de ducharse para facilitar la movilidad

**Capacidad**

Soporta 27, 67, 73 kg respectivamente..

**CARACTERÍSTICAS**

- Respaldo ajustable en 5 ángulos: 0, 22.2, 45, 67.5, y 90o.
- Las patas traseras se abren o se cierran para ajustar la altura (máxima a 18 cm.)
- Cuenta con 2 correas, para seguridad y protección del usuario.
- Plegable para su fácil almacenamiento.

**\$10,785 MXN**

EC400101  
**Silla cómodo/ducha con ruedas**



**¿Cómo se usa?**

Puede ser colocado a la hora de ducharse para facilitar la movilidad

**Capacidad**

Soporta 110 kg.  
Ancho del asiento: 18".

**CARACTERÍSTICAS**

- Estructura de acero, esmaltado en color azul.
- Liga interior para un fácil plegado y armado.
- Asiento abatible y desmontable de plástico.
- Cubeta con tapa removible.
- Descansabrazos rectos, fijos de plástico. Antiderrapantes

**\$3,860 MXN**



# PARA COMER

CONFORT Y BIENESTAR



62-0140

### Plato para comer tipo bowl



#### CARACTERÍSTICAS

- Plato tipo bowl con una lado más alto que otro.
- Diseñado en plástico, pero **no recomendado para usarse en microondas ni lavavajillas**.
- Diámetro de 19 cm, profundidad de 5cm en la parte más alta.
- Facilita empujar los alimentos y no tirarlos fuera del plato.

\$224 MXN

62-0111

### Plato para comer con orilla levantada



#### CARACTERÍSTICAS

- Diseñado en plástico para usarse en microondas y lavavajillas.
- La orilla levantada facilita empujar los alimentos para colocarlos en los cubiertos y no tirarlos fuera del plato

\$218 MXN



CUC1413DR

### Cuchillo recto para comer

\$375 MXN

#### CARACTERÍSTICAS

- Consta de mango suave y de tamaño extralargo de 11.5cm para facilitar su manejo.
- **Puede lavarse en lavavajillas.**

CUC1411DR

### Cuchara recta para comer

\$389 MXN

#### CARACTERÍSTICAS

- Consta de mango suave y de tamaño extralargo de 11.5cm para facilitar su manejo.
- **Puede lavarse en lavavajillas.**

TEN1410DR

### Tenedor recto para comer

\$389 MXN

#### CARACTERÍSTICAS

- Consta de mango suave y de tamaño extralargo de 11.5cm para facilitar su manejo.
- **Puede lavarse en lavavajillas.**

VA3516DR  
Vaso de 1 manija



CARACTERÍSTICAS

- Elaborado con policarbonato transparente de alta resistencia en color azul. Capacidad de 207m
- Tapa giratoria que permite el uso de popotes.
- Diseñado para utilizarse con líquidos calientes o fríos.

\$374 MXN

62-0111  
Vaso con 2 manijas



CARACTERÍSTICAS

- Elaborado con policarbonato transparente de alta resistencia.
- Capacidad de 295ml.
- Vaso de plástico con dos asas para facilitar el agarre.
- Incluye punta para beber y tapa contra derrames.
- Diseñado para utilizarse con líquidos calientes o fríos.
- Puede lavarse en lavavajillas.

\$342 MXN



# ACCESORIOS

ASISTENCIA EN ACTIVIDADES





D-7412

### Cojín rotatorio



#### ¿Quién debe usarlo?

Indicado para personas sin fuerza y dificultad para moverse y evitando lesionar al familiar o al cuidador

#### Capacidad

hipoalérgico, antibacterial, fungistático y retardante al fuego.

#### CARACTERÍSTICAS

- Le ayuda a girar rápidamente de lado al paciente para cambiarlo de posición y así prevenir que se formen úlceras por presión.
- Su diseño tiene asas de sujeción para facilitar el movimiento.
- Fabricado en esponja de poliuretano de alta densidad que no se deforma y con cierto grado de suavidad para no lastimar la piel del usuario.

\$850 MXN

23346DR

### Almohadón de caucho tipo dona



#### ¿Quién debe usarlo?

Indicado para personas que permanecen mucho tiempo sentado

#### Capacidad

Cuando esta inflado: 14" dm (35.56 cm) x 3.5" alto (8.89 cm).

#### CARACTERÍSTICAS

- Durable y de gran espesor.
- Fácil de inflar, desinflar y limpiar.
- Contiene goma natural.

\$343 MXN

110913

### Accesorio para colocar calcetines o medias



#### ¿Quién debe usarlo?

Indicado para personas con falta de fuerza y dificultad de movimientos

#### CARACTERÍSTICAS

- Consta de dos mangos largos, forrados de material plástico que facilitan el deslizamiento de medias o calcetines sin jalarlos.

\$2,337 MXN

AUXCAL2010DR

### Auxiliar para colocar calcetines o medias



#### ¿Quién debe usarlo?

Indicado para personas con falta de fuerza y dificultad de movimientos

#### CARACTERÍSTICAS

- Permite ponerse calcetines con facilidad sin mucho esfuerzo.
- Recortes curvados a los lados que sostienen el calcetín mientras se lo levanta por la pierna.
- Mantiene el calcetín abierto permitiendo al usuario estirar fácilmente."

\$646 MXN



CAL2049DR  
Calzador para zapato



¿Quién debe usarlo?

Indicado para personas con dificultad para moverse y agacharse

CARACTERÍSTICAS

- Su largo de 58.5 cm evita que el usuario se agache al ponerse los zapatos.
- Su forma curva y acabado liso no engancha calcetines o medias

\$210 MXN

23346DR  
Agujetas elásticas



¿Quién debe usarlo?

Indicado para personas con movimiento limitado

CARACTERÍSTICAS

- Par de agujetas para todo tipo de calzado, con accesorio que evita que el nudo se deslice. Una vez que se colocan en el zapato no es necesario atarlas y desatarlas
- Elástico flexible con diámetro de 3/16" X 24" de largo."

\$158 MXN

860310  
Accesorio para abotonarse y subir cierres



¿Quién debe usarlo?

Indicado para personas con falta de fuerza y dificultad de movimientos

CARACTERÍSTICAS

- Accesorio con mango central y doble punta: una para ayudar a abotonar la camisa o blusa y otra con gancho para subir cierres

\$473 MXN

CEP1442DR  
Cepillo



¿Quién debe usarlo?

Diseñado para personas con poca fuerza o algún tipo de limitación motora leve

CARACTERÍSTICAS

- Mango mango extralargo antiderrapante de 26 cm que facilita el alcance a la cabeza y reduce la tensión en los músculos y ligamentos.
- Libre de látex.

\$751 MXN

MMPPERPV  
**Auxiliar para abrir puertas**



**¿Quién debe usarlo?**

Indicado para personas con falta de fuerza y dificultad de movimientos

**CARACTERÍSTICAS**

- Abre las puertas sin esfuerzo.
- Menor costo que un reemplazo de palanca de puerta.
- Fácil instalación: se extiende sobre la perilla de la puerta.
- Puertas abiertas con el toque de un dedo."

**\$135 MXN**

23346DR  
**Timbre inalámbrico**



**¿Quién debe usarlo?**

Indicado para personas con dificultad para moverse

**CARACTERÍSTICAS**

- Con tan solo apretar un botón, el timbre inalámbrico puede salvar la vida de un ser querido en una emergencia y devolverle la tranquilidad que el necesita.
- El alcance de la señal inalámbrica cubre hasta 274 metros de área, lo que elimina ruidos incómodos cerca de la habitación.
- Puede ser instalado en la pared o ser colocado a lado en la cama para que siempre esté cerca del paciente

**\$573 MXN**

BARASICAM680  
**Barra asistente para levantarse de la cama**



**\$811 MXN**

432080  
**Muleta Iwalk**



**CARACTERÍSTICAS**

- Ajuste de altura y correa
- Regatón antiderrapante.
- Puño PVC antiderrapante.
- Anillo de seguridad.
- Peso máximo: 100 kg.

**\$4,500 MXN**

EBO10101

### Bastón 1 apoyo, mango curvo



#### CARACTERÍSTICAS

- Ajuste de altura y correa
- Regatón antiderrapante.
- Puño PVC antiderrapante.
- Anillo de seguridad.
- Peso máximo: 100 kg.

CONTÁCTANOS PARA SABER EL PRECIO

EBO10301

### Bastón 1 apoyo, mango curvo



#### CARACTERÍSTICAS

- Ajuste de altura y correa
- Regatón antiderrapante.
- Puño PVC antiderrapante.
- Anillo de seguridad.
- Peso máximo: 100 kg.

CONTÁCTANOS PARA SABER EL PRECIO

TUCANE

### Bastón Tucane para adulto con diseño similar a la cadera humana



#### ¿Quién debe de usarlo?

- Pacientes de la tercera edad que requieran seguridad durante la marcha pero evitando arrastrar los pies.
- Post-cirugía de cadera.

#### Talla

Universal  
Capacidad 110kg

#### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en fibra de vidrio y aluminio.
- Mango anatómico anti deslizante y anti vibración.
- Tapón Ergocap que imita la articulación del tobillo.
- Bastón con diseño de cuello receptor de cargas que absorbe los impactos ejercidos por el usuario hacia el piso y viceversa, impidiendo que las cargas se trasladen a la persona.
- Mango antiimpacto que reduce la carga sobre la mano, codo y hombro.

\$2,839 MXN

B9241CTH  
**Bastón 4 apoyos**



**CARACTERÍSTICAS**

- Tubo de aluminio, acabado cromado o bronce.
- Cuello de ganso. Soporta 110 kg
- Puño de plástico resistente.
- Altura ajustable de 30" a 39", con perilla de seguridad para evitar traqueteo. Regatones antiderrapantes.

**\$500 MXN**

B911LCMS  
**Bastón 4 asientos**



**CARACTERÍSTICAS**

- Tubo de aluminio, acabado cromado o bronce.
- Puño curvo de plástico suave o espuma.
- Asiento abatible de plástico resistente.
- Altura fija.
- Regatones antiderrapantes.
- Soporta 80 kg.

**\$552 MXN**

ERGO CANE

**Bastón Ergocane para adulto con sistema para regular la altura**



**¿Quién debe de usarlo?**

- Pacientes de la tercera edad que requieran seguridad en la marcha.
- Uso postquirúrgico

**Talla**

Universal  
Capacidad 110kg

**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en aluminio grado medico.
- Color negro.
- Ajustable a diferentes alturas desde 71 cm hasta 107 cm.
- Tapón que proporciona mayor estabilidad y balance durante la marcha.

**\$1,792 MXN**



Jorge García V. #178. El Baluarte. Saltillo, Coahuila  
[www.orted.mx](http://www.orted.mx)

**Patricia Velázquez Vergara**

Dirección General  
(01 844) 431 75 91,  
Celular: (844) 300 10 66.  
[pvelázquez@orted.mx](mailto:pvelázquez@orted.mx)

**Clara María Suárez Barajas:**

Servicio al cliente  
(08 844) 416 25 36,  
Celular (844) 277 99 78.  
[serviciocliente@orted.mx](mailto:serviciocliente@orted.mx)